

経腸栄養分野のコネクタ製品の切替えについてのご案内


厚生労働省通知「相互接続防止コネクタに係る国際規格（ISO（IEC）80369 シリーズ）の導入について」、当院においても下記の通り誤接続防止コネクタを導入する運びとなりました。
円滑な施設間連携を図るため、本案内をもって情報提供させていただきます。

当院の切り替え予定時期

2022年7月1日（月）をもって一斉に製品の入れ替えを実施します。


既存規格（医薬発第 888 号）と新規格（ISO 80369-3）の形状の違い

新規格コネクタ製品への切り替えが開始されてからしばらくは、投与側と留置側で使用するコネクタ規格が異なる場合が想定されます。そのため、この期間は新旧コネクタを同時に使用するための変換アダプタが必要になります。



変換コネクタ

※貴院の切替状況に応じて使い分けてください。



<変換コネクタ商品情報のご案内>

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先
本社 外務部 経腸栄養科 社内営業部

TEL:03-6404-0601



販売名: EN変換コネクタ (医療機器届出番号: 34B1X00001000105)

品番	JANコード	型式	備考	梱包単位
JF-TCA	4987494306985	タイプ A	メスコネクタ×メスコネクタ	25個×8箱=200個
JF-TCB	4987494312108	タイプ B	オスコネクタ×オスコネクタ	25個×8箱=200個

連携施設様へのお願い

7月1日（月曜日）以降については、貴施設に置かれましても「変換コネクタ」のご準備、もしくは新規格製品への切り替えをお願いします。